

Aplicador de bolos

Aplicador diseñado por ALLFLEX, pensando en el trabajo de un profesional veterinario, provisto de una empuñadura de seguridad que protege la mano mientras se realiza la implantación del bolo Ruminant



Aplicador universal gracias a su boquilla intercambiable, dependiendo del diámetro del bolo a implantar podemos colocar una boquilla que se adapte, el material utilizado es acero inoxidable alimentario evitando cualquier arista que pudiera causar daño al animal.

Empuñadura de material plástico de alta resistencia formado un cuerpo con el protector de de mano, en la base del mango se sitúa una sujeción de muñeca, para facilitar el trabajo.

El tubo de elongación esta formando un ángulo inferior a los 20° y superior a los 5°.

Medidas de la Pieza.

Longitud del tubo de elongación	19,5 mm
Diámetro externo de la boquilla	22 -25 mm
Diámetro del tubo de elongación	13 mm
Peso	305 gr.

El mango inyector ALLFLEX esta diseñado para usarse con las agujas ALLFLEX, presenta como característica un receptáculo Luer – Lock (conforme ISO 594-2) que proporciona un método seguro de aplicación del transponder.



Esta compuesto de tres partes de plástico inyectadas y un muelle metálico a prueba de corrosión que se desmonta con el fin de facilitar su limpieza y desinfección. El inyector ALLFLEX presenta un manejo fácil de agarrar fácilmente por cualquier de las 2 manos.

sta inyectado en plástico NORYL 713S, el expulsor y el muelle están protegidos en un canal dentro del inyector que también contiene el receptáculo Luer – Lock. El expulsor atraviesa la varilla de empuje de la aguja expulsando al inyector